

ATM MAZAN	PROTOCOLES Élimination des DASRI après les soins	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

Rappel

OPCT (Objets Piquants Coupants Tranchants) : matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique (ex. : lame de bistouri, aiguilles...)

DASRI (Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux) : tout déchet potentiellement souillé par du sang ou un liquide biologique (ex. : compresses et champs opératoires souillés, gants usagés...)

DRCT (Déchets d'activités de soins à Risques Chimiques et Toxiques) comme les déchets mercuriels (ex. : capsules préposées d'amalgame, résidus des pré-filtres à amalgame...)

DAOM (Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères) : ex. emballages, essuie-mains...]

La zone de tri de la salle de soins comporte :

- un collecteur OPCT (boite plastique) pour les déchets piquants, coupants, tranchants

- un collecteur DASRI

Les collecteurs doivent par mesure d'hygiène se situer plutôt dans la partie du souillé de la salle de stérilisation que dans la salle de soins

Il faut trier les déchets dans la SALLE DE SOINS

Immédiatement déposer dans le container approprié les OPCT & DASRI

SALLE DE SOINS

DASRI



OPCT



SALLE DE STERILISATION

DASRI



DAOM



DANS LA SALLE DE SOINS, SE SITUERONT, POUR LES EMBALLAGES INTERMEDIAIRES :

- UNE POUBELLE RESERVEE AUX DECHETS MENAGERS : EMBALLAGES, PAPIERS ;
- UNE POUBELLE POUR LES DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI NORME AFNOR NFX30-501) : DECHETS MOUS ET TOUT MATERIEL AYANT ETE EN CONTACT AVEC LE SANG (CAVITES...)

Trier les déchets dès leur production

Collecteur à portée de main (50 cm) pour une élimination immédiate des OPCT. Les matériels protégés mis en sécurité peuvent autoriser une dépose transitoire

Ne jamais forcer lors de l'introduction des déchets dans le collecteur
Toujours vérifier sa stabilité pour garantir une utilisation uni-manuelle